

EIA FPA

Producto #  
E1001



PRUEBA DE ANEMIA INFECCIOSA EQUINA CON PRECISIÓN EN CAMPO O EN LABORATORIO

El EIA FPA de Ellie es una prueba cualitativa que utiliza la tecnología de fluorescencia polarizada. La prueba está diseñada para determinar la presencia de anticuerpos contra el Virus de la Anemia Infecciosa Equina en muestras de suero de caballos. La presencia de anticuerpos indica una infección previa con EIAV. La prueba de diagnóstico utiliza un conjugado peptídico como trazador. Es una simple prueba no subjetiva.

RÁPIDO • FÁCIL • PRECISO

PRUEBA DE CAMPO O LABORATORIO

E1001

**Kit de prueba de anticuerpos contra la Anemia Infecciosa Equina, FPA**

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre comercial | EIA FPA   |
| Tecnología       | Ensayo de Fluorescencia Polarizada (FPA)  |
| Antígeno         | Péptido sintético   |
| Analito          | Todas las clases de Ig  |
| Especies         | Equino  |
| Muestras         | Suero   |
| Descripción      | El EIA FPA es un ensayo simple, rápido y preciso que detecta anticuerpos contra el virus EIA. Es un ensayo de fluorescencia polarizada basado en péptidos sintéticos que detecta anticuerpos específicos para la proteína gp45 viral. Es una prueba no subjetiva y se recomienda como reemplazo del ensayo AGID o como ensayo de campo. |

**Muestras****Sensibilidad****Especificidad****Método de referencia****Muestras de suero equino negativas n=133**

n.a.

100%

AGID

Todas las muestras de suero equino negativas para EIA fueron proporcionadas por el Instituto Veterinario Kraljevo, Serbia. Todas las muestras de suero dieron negativo en la prueba de inmunodifusión en gel de agar (prueba AGID).

**Muestras de suero equino positivas n=56**

100%

n.a.

AGID

Todas las muestras de suero equino positivas para EIA fueron proporcionadas por el NVSL (Laboratorio Nacional de Servicio Veterinario), EE.UU. Todas las muestras de suero dieron positivo en la prueba de inmunodifusión en el gel agar (AGID).

**Instrumentos**

Para leer la reacción, necesitarás un instrumento Sentry 300 es un instrumento FP. El instrumento Sentry 300 es un instrumento de campo portátil alimentado por baterías que lee un turbo a la vez. Sentry MPX es un lector de microplacas de laboratorio de alto rendimiento. Los instrumentos están disponibles en préstamo o compra, dependiendo de sus necesidades.

**ellie****Headquarters**

Ellie LLC  
 N114 W19320 Clinton Dr. #5  
 Germantown, WI 53022, U.S.A.  
 Phone: +1 (800) 556-6953 • ellie@ellielab.com  
 www.ellielab.com

**Manufacturing**

DOO Biotehnika IVD  
 Cara Lazara 4, 36212 Kraljevo, Serbia  
 Phone: +381365861988, +381365861989  
 info@biotehnika.rs • www.ellielab.com