









# Tuberculosis

## T1001 TB FPA

FPA

Nombre Comercial	TB FPA
Tecnología	Fluorescencia Polarizada
Antígeno	MPB70 peptide
Especies	Bovino
Muestras	Suero
Presentación	Kits de 250 y 1000 <b>PXH/WUDV</b>

Esta FPA se basa en un único péptido de la proteína *M. bovis* MPB70 y detecta animales anérgicos. La mayoría de los animales con TB FPA positivos se encuentran en la última etapa de la infección (es decir, cargas bacterianas muy elevadas). Esta prueba se recomienda para animales que dieron negativo en una prueba cutánea o ensayo IGRA. Usar dos semanas después de la prueba cutánea.

## T1100 TB Chimera iELISA

**Embrapa** iELISA

Nombre Comercial	TB Chimera iELISA
Tecnología	ELISA Indirecta
Antígeno	MPB70, MPB83, ESAT6
Especies	Bovino
Muestras	Suero
Presentación	Kit de 2-placas y 5-placas

Esta prueba utiliza una quimera recombinante de *M. bovis* ESAT6 / MPB70 / MPB83. Detecta animales anérgicos durante las primeras o últimas etapas de la enfermedad. Esta prueba se recomienda para animales que dieron negativo en una prueba cutánea o ensayo IGRA. Usar dos semanas después de la prueba cutánea.

## T1200 TB GAMMA

IGRA

Nombre Comercial	TB Gamma
Tecnología	IGRA ELISA
Antígeno	Bovine IFN Gamma
Especies	Bovino
Muestras	Sangre
Presentación	Kit de 2-placas y 5-placas

El ensayo de liberación de interferón gamma (IGRA) es una prueba muy sensible para la tuberculosis bovina. Puede usarse como reemplazo de la prueba cutánea. También se recomienda para animales que dieron negativo en anticuerpos y /o pruebas cutáneas. La prueba de Ellie es más confiable porque permite la incubación de muestras en el lugar.

# Anemia Infecciosa Equina

## E1001 EIA FPA

FPA

Nombre	EIA FPA
Tecnología	Fluorescencia Polarizada
Antígeno	Péptido GP45
Especies	Equinos
Muestras	Suero
Presentación	Kits de 250 y 1000 <b>PXH/WUDV</b>

El EIA FPA es un ensayo simple, rápido y preciso que detecta anticuerpos contra el virus EIA. Es un ensayo fluorescencia polarizada basado en péptidos sintéticos que detecta anticuerpos específicos para la proteína gp45 viral. Es una prueba no subjetiva y se recomienda como reemplazo del ensayo AGID o como ensayo de campo.

# Pruebas Metabólicas

## G1000 Bovine IFN Gamma ELISA

ELISA

Nombre Comercial	Bovine IFN Gamma ELISA
Tecnología	ELISA Sandwich
Antígeno	Bovine IFN Gamma
Especies	Bovino
Muestras	Cultivo flotante de plasma/celular
Presentación	Kit de 2-placas y 5-placas

La ELISA de interferón gamma bovino es un ensayo semicuantitativo que mide el interferón gamma bovino (una importante citocina proinflamatoria) en plasma o sobrenadante de cultivo celular. Este ELISA robusto y fácil de realizar es adecuado para ensayos de liberación de interferón gamma (IGRA).

# Pruebas Reproductivas

## P1001 P4 FPA

FPA

Nombre Comercial	P4 FPA
Tecnología	Competitive FPA
Antígeno	Progesterona
Especies	Bovino
Muestras	Leche
Presentación	Kits de 250 y 1000 muestras

El P4 FPA es una prueba de diagnóstico cuantitativa que detecta los niveles de progesterona en muestras de leche de ganado. Es un ensayo del lado de la vaca o de laboratorio y se recomienda para detectar proestro, ciclos estrales irregulares, condiciones patológicas del cuerpo lúteo o folículos, y como ayuda en la sincronización.

# Instrumentos

## S300 Sentry 300

Nombre	Sentry 300
Tecnología	Fluorescencia polarizada
Long. de onda	Única de 485/535nm
Formato	Único tubo y lector portátil
Controles	Autónomo o computador
Tiempo lector	1,5 Seg.
Parametros	Software ajustable
Energía	Micro USB o batería cargada





## Información de la empresa

Dirección:	N114 W19320 Clinton Drive, Unit 5, Germantown, WI 53022, U.S.A.
Teléfono/Fax:	+1 (800) 556-6953
Tax ID:	90-0626504
Web:	<a href="http://www.ellielab.com">www.ellielab.com</a>
Email:	<a href="mailto:hello@ellielab.com">hello@ellielab.com</a>
Órdenes:	<a href="mailto:orders@ellielab.com">orders@ellielab.com</a>
Soporte:	<a href="mailto:support@ellielab.com">support@ellielab.com</a>
Orden:	Los pedidos se pueden realizar por correo electrónico a <a href="mailto:orders@ellielab.com">orders@ellielab.com</a> . Al realizar un pedido, proporcione la identificación del cliente correspondiente (dirección de facturación y envío, teléfonos de contacto y correo electrónico), número (s) de catálogo, cantidad de artículos necesarios y nombre del producto.
Facturación:	Las facturas se envían por correo electrónico después del envío del producto. Los términos de pago son 30 días netos, pagados en dólares estadounidenses, si no se indica lo contrario. Aceptamos cheques, Mastercard, tarjetas de crédito Visa y transferencias bancarias.
Envío:	Los artículos se envían de lunes a viernes y dentro de un día hábil a partir de la fecha en que se recibió el pedido, excepto en el caso de envíos al extranjero y donde se requieren certificados especiales. Si no se indica lo anterior, los gastos de envío se pagan por adelantado y se añaden a la factura.
Devoluciones:	Llame para obtener autorización antes de devolver cualquier artículo.
Permiso/Deberes:	Todos los pedidos deben incluir una copia de cualquier permiso necesario u otra documentación requerida para recibir productos o despacho de aduana. El pago de aranceles e impuestos es responsabilidad del destinatario, a menos que se acuerde lo contrario.
Soporte Técnico:	Para soporte técnico se puede comunicar al siguiente email <a href="mailto:support@ellielab.com">support@ellielab.com</a> .
Banco:	US Bank • Minneapolis, MN, U.S.A.
Beneficiario:	Ellie LLC • N114 W19320 Clinton Drive, Unit 5, Germantown, WI 53022, U.S.A
Cuenta:	182377153446 • ABA Routing # 075000022 • SWIFT Code USBKUS44IMT



Ellie Headquarters  
Milwaukee, U.S.A.

Phone: +1 (800) 556-6953  
[hello@ellielab.com](mailto:hello@ellielab.com)



BIOTEHNIKA IVD  
Kraljevo, Serbia

Phone: +381 36 5861988  
[info@biotehnika.rs](mailto:info@biotehnika.rs)

*ellie*